

Safe Access


CIRURGIA ENDOSCÓPICA DE FORMA MAIS SEGURA

**Acesso ao canal espinal com menos chances
de lesões ligamentares ou nervosas.**

n.º ANVISA: 80356130198
Imagens meramente ilustrativas

INDICAÇÕES

O Safe Access foi desenvolvido para realizar de forma segura o acesso transforaminal percutâneo em biópsia e descompressão (com ou sem discografia) de hérnia de disco intervertebral em diversos níveis, inclusive em regiões com acesso restrito (por exemplo, L5-S1).




PB FlushTouch

INDICAÇÕES

A PB FlushTouch possui a função de realizar a coagulação, dissecação, corte ou fulguração eletrocirúrgica, permitindo a irrigação diretamente na ponteira ativa de maneira simultânea. A irrigação é realizada por gravidade, porém, a vazão pode ser amplificada com o uso do exclusivo Intensificador de Fluxo, bem como controlada facilmente pelo cirurgião através do Controlador de Fluxo. Sua ponta ativa em metal nobre polido evita a aderência do tecido, além de proporcionar uma rápida transferência do calor para longe da ponta, evitando o sobreaquecimento dos tecidos adjacentes. Seu design permite a máxima visualização do campo operatório e o agarre do tecido com precisão pontual. Já a abertura de irrigação está localizada exatamente na superfície de agarre, proporcionando um campo operatório limpo e claro.

n.º ANVISA: 80356130197
Imagens meramente ilustrativas



Irrigação integrada na ponta ativa e controlada pelo cirurgião, possibilitando 2 funções simultâneas e independentes.