



Mão e Punho

SISTEMA VERSALOCK DE PLACAS PARA MAO 1.3 / 1.5 / 2.0 MM.....	33
SISTEMA VERSALOCK DE PLACAS PARA PUNHO 2.4 / 2.7 MM.....	35
PLACAS PBA-S T 3.5 MM.....	36
SISTEMA PBA-S DE PLACAS PARA ARTRODESE DE PUNHO 2.7 / 3.5 MM.....	40



SISTEMA VERSALOCK DE PLACAS PARA MÃO 1.3 / 1.5 / 2.0 MM

Completo sistema de mini e micro placas para tratamento das: fraturas, osteotomias e pseudoartrose dos metacarpos e falanges, com orifícios bloqueados de ângulo variável para parafusos Ø1.5 e 2.0 mm, e opção de parafusos corticais Ø1.3 / 1.5 / 1.8 e 2.0 mm, fabricadas em titânio.



MICRO PLACAS VERSALOCK Ø1.5 MM

CÓDIGO	MODELO	FUROS
308-233	reta	4 furos
308-230	reta	7 furos
308-240	Y de rotação	6 furos
308-231	T	8 furos
308-247	trapezoidal	8 furos
308-232	trapezoidal	10 furos

MINI PLACAS VERSALOCK Ø2.0 MM

CÓDIGO	MODELO	FUROS
308-234	reta	6 furos
308-235	T quincôncio	6 furos
308-236	T quincôncio	7 furos
308-237	Y quincôncio	7 furos
308-250	retangular	4 furos
308-238	Y retangular	8 furos
308-239	Y retangular	12 furos





MICRO PLACAS VERSA Ø1.5 MM

CÓDIGO	MODELO	FUROS	LADO
308-215	reta	4 furos	-
308-216	reta	6 furos	-
*308-217	reta	16 furos	-
308-218	quincôncio	16 furos	-
308-222	L	6 furos	esquerda
308-223	L	6 furos	direita
*308-220	T quincôncio	7 furos	-
308-229	T quincôncio	11 furos	-
*308-221	Y quincôncio	7 furos	-
308-227	pino	6 furos	esquerda
308-228	pino	6 furos	direita
*308-249	retangular	4 furos	-
308-219	retangular	6 furos	-
*308-224	Y retangular	8 furos	-
*308-225	trapézio	8 furos	esquerda
*308-226	trapézio	8 furos	direita
*308-242	Y retangular	10 furos	-
*308-246	Y retangular	12 furos	-

* Consultar disponibilidade, venda mediante prévia solicitação.



MINI PLACAS VERSA Ø2.0 MM

CÓDIGO	MODELO	FUROS	LADO
308-200	reta	4 furos	-
308-201	reta	6 furos	-
*308-202	reta	16 furos	-
308-203	quincôncio	16 furos	-
308-208	L quincôncio	5 furos	esquerda
308-209	L quincôncio	5 furos	direita
*308-207	Y quincôncio	6 furos	-
308-205	T quincôncio	7 furos	-
*308-206	T quincôncio	8 furos	-
308-213	pino	5 furos	esquerda
308-214	pino	5 furos	direita
*308-248	retangular	4 furos	-
*308-204	retangular	6 furos	-
*308-210	trapezoidal	8 furos	esquerda
*308-211	trapezoidal	8 furos	direita
*308-212	retangular	10 furos	-
308-245	retangular	12 furos	-
308-262	gancho	1 furo	-

* Consultar disponibilidade, venda mediante prévia solicitação.



PLACAS VERSALOCK VOLAR BABY FOOT

Parafusos canulados Ø3.0 e 4.0 mm com rosca total para compressão de pequenos fragmentos, perfil zero e com cabeça chanfrada, fabricados em titânio.

PLACA VERSALOCK VOLAR BABY FOOT

CÓDIGO	LADO	LARGURA	COMPRIMENTO
180-71	direita	21.0 mm	45.0 mm
180-75	direita	21.0 mm	56.0 mm
*180-79	direita	21.0 mm	70.0 mm
*180-85	direita	21.0 mm	100.0 mm
180-25	direita	23.0 mm	45.0 mm
180-77	direita	23.0 mm	56.0 mm
180-81	direita	23.0 mm	70.0 mm
180-87	direita	23.0 mm	100.0 mm
180-73	direita	27.0 mm	45.0 mm
180-29	direita	27.0 mm	56.0 mm
180-83	direita	27.0 mm	70.0 mm
180-26	direita	27.0 mm	100.0 mm
180-70	esquerda	21.0 mm	45.0 mm
180-74	esquerda	21.0 mm	56.0 mm
*180-78	esquerda	21.0 mm	70.0 mm
*180-84	esquerda	21.0 mm	100.0 mm
180-30	esquerda	23.0 mm	45.0 mm
180-76	esquerda	23.0 mm	56.0 mm
180-80	esquerda	23.0 mm	70.0 mm
180-86	esquerda	23.0 mm	100.0 mm
180-72	esquerda	27.0 mm	45.0 mm
180-34	esquerda	27.0 mm	56.0mm
180-82	esquerda	27.0 mm	70.0 mm
180-31	esquerda	27.0 mm	100.0 mm

* Consultar disponibilidade, venda mediante prévia solicitação.




Fig.: Placas Baby Foot com três opções de largura para melhor adequação à anatomia de cada paciente: 21.0, 23.0 e 27.0 mm.



PLACAS VERSALOCK VOLAR BABY FOOT

Placas anatômicas desenvolvidas para o tratamento das: fraturas, osteotomias e pseudoartrose do rádio distal via volar, com orifícios para parafusos bloqueados de ângulo variável +/-15° Ø2.4 / 2.7 mm, com design especial para prevenir contato e irritação do tendão flexor longo do polegar mesmo com a placa posicionada justa à articulação, fabricadas em titânio.



PLACA VERSALOCK VOLAR PROTECT FLP

CÓDIGO	MODELO	LADO	LARGURA	COMPRIMENTO
180-53	pequena	direita	25.0 mm	50.0 mm
180-55	grande	direita	25.0 mm	62.0 mm
180-52	pequena	esquerda	25.0 mm	50.0 mm
180-54	grande	esquerda	25.0 mm	62.0 mm



A Placa Versalock Volar Protect FLP pode ser utilizada sobreposta à Micro Placa Gancho para fixação de micro fragmentos da borda distal do rádio.

MICRO PLACAS GANCHO VERSA

Micro placa gancho com 0.6 mm de perfil, compatível com parafusos Versa Ø1.5 mm, desenvolvida para fixação de micro fragmentos da borda distal do rádio – fratura por avulsão, fabricadas em titânio.

MICRO PLACA GANCHO VERSA

CÓDIGO	MODELO	LARGURA	COMPRIMENTO
308-260	2 furos	9.0 mm	7.0 mm
308-261	4 furos	19.0 mm	7.0 mm





PLACA VERSALOCK MIS VOLAR

Placas anatômicas desenvolvidas para o tratamento minimamente invasivo das fraturas extra-articulares do rádio distal via volar, com orifícios para parafusos bloqueados de ângulo variável $\pm 15^\circ$ $\varnothing 2.4 / 2.7$ mm, fabricadas em titânio.

PLACA VERSALOCK MIS VOLAR

CÓDIGO	LARGURA	COMPRIMENTO
180-56	16.6 mm	45.5 mm



PLACAS VERSALOCK DE SUPLEMENTAÇÃO VOLAR

Placas anatômicas desenvolvidas para o tratamento das: fraturas, osteotomias e pseudoartrose do rádio distal lateral, com orifícios para parafusos bloqueados de ângulo variável $\pm 15^\circ$ e autocompressão $\varnothing 2.4 / 2.7$ mm, fabricadas em titânio.



PLACA VERSALOCK DE SUPLEMENTAÇÃO VOLAR

CÓDIGO	MODELO	LARGURA	COMPRIMENTO
169-71V	8 furos	6.0 mm	48.0 mm
169-108	10 furos	6.0 mm	55.5 mm





PLACAS VERSALOCK T E L DORSAIS

Placas T e L desenvolvidas para o tratamento das: fraturas, osteotomias e pseudoartrose do rádio distal dorsal, com orifícios para parafusos bloqueados de ângulo variável $\pm 15^\circ$ e autocompressão $\varnothing 2.4 / 2.7$ mm, fabricadas em titânio.




PLACA VERSALOCK T DORSAL

CÓDIGO	MODELO	LARGURA	COMPRIMENTO
169-72V	3x6 furos	16.0 mm	39.0 mm
169-110V	3x8 furos	16.0 mm	49.0 mm



PLACA VERSALOCK L DORSAL

CÓDIGO	MODELO	LADO	LARGURA	COMPRIMENTO
169-111V	2x6 furos	direita	11.8 mm	39.5 mm
169-112V	2x8 furos	direita	11.8 mm	49.0 mm
169-106V	3x6 furos	direita	16.8 mm	39.5 mm
169-79V	3x8 furos	direita	16.8 mm	49.0 mm
169-113V	2x6 furos	esquerda	11.8 mm	39.5 mm
169-114V	2x8 furos	esquerda	11.8 mm	49.0 mm
169-107V	3x6 furos	esquerda	16.8 mm	39.5 mm
169-80V	3x8 furos	esquerda	16.8 mm	49.0 mm





PLACA VERSALOCK Y DISTAL DE ULNA

Placas Y desenvolvidas para o tratamento das: fraturas, osteotomias e pseudoartrose da ulna distal, com orifícios para parafusos bloqueados de ângulo variável +/-15° Ø2.4 / 2.7 mm, fabricadas em titânio.



PLACA VERSALOCK Y DISTAL DE ULNA

CÓDIGO	MODELO	LARGURA	COMPRIMENTO
180-65	5 furos	17.0 mm	46.0 mm
180-64	8 furos	17.0 mm	67.0 mm



MINI PLACA VERSALOCK GANCHO DISTAL DE ULNA

Mini placa gancho com 1.0 mm de perfil, desenvolvida para o tratamento das: fraturas, osteotomias e pseudoartrose da ulna distal, com orifícios para parafusos bloqueados de ângulo variável +/-15° e autocompressão Ø2.0 mm, fabricada em titânio.



MINI PLACA VERSALOCK GANCHO DISTAL DE ULNA

CÓDIGO	LARGURA	COMPRIMENTO
180-66V	5.0 mm	45.0 mm



PLACAS PBA-S T 3.5 MM

Placas T desenvolvidas para o tratamento das: fraturas, osteotomias e pseudoartrose de pequenos fragmentos, com orifícios para parafusos bloqueados de ângulo fixo e autocompressão Ø3.5 mm, fabricadas em titânio.

PLACAS PBA-S T DE 3.5 MM

CÓDIGO	MODELO	LADO	COMPRIMENTO
169-143S	3 furos	direita	58.0 mm
169-144S	4 furos	direita	70.9 mm
169-145S	3 furos	esquerda	58.0 mm
169-146S	4 furos	esquerda	70.9 mm



SISTEMA DE PLACAS PBA-S PARA ARTRODESE DE PUNHO

Placas Anatômicas desenvolvidas para artrodeese do punho, com orifícios para parafusos bloqueados de ângulo fixo e autocompressão Ø2.7 / 3.5 mm, com 3 opções de formato: neutra, angulada e hiper-angulada, fabricadas em titânio.

PLACAS PBA-S PARA ARTRODESE DE PUNHO

CÓDIGO	MODELO	MODELO	COMPRIMENTO
170-01S	9 furos	neutra	129.6 mm
170-02S	8 furos	angulada	134.0 mm
170-03S	8 furos	hiper-angulada	132.2 mm

